


国立小倉医療センター 山下院長監修




午睡チェック& 心拍確認システム GooGoo「グーグー」



「命を守るサポート」と「保育業務の負担軽減」へ

保育者の負担軽減。午睡チェックでは、5分おきの体の向き確認と記録をWatchで測定しデータとして蓄積&好きな時にプリント可能です。そして、保育の業界に課せられた「未来ある小さな命を守る」そんなお手伝いをしたいという想いからGooGooは誕生しました。


1 うつ伏せの子が
一目で確認できます



2 心拍が低下すると
アラートでお知らせします



3 午睡チェック表は
プリントするだけでOK



操作はとっても簡単！ タブレットとwatchを使います


STEP ①

watchを
起動します



STEP ②

watchを
足首に装着
します



STEP ③

タブレットの
「記録開始」を
クリック

